

Seating

Standing

Sleeping

Therapy


## Instruction for use part 2 of 2

NR45-0\*

NR46-0\*

NR47-0\*

Nov 2020. Version 008



Read part 1 and part 2 before use





Carers and home users

Cuidadores y usuarios  
Auxiliares e utilizadores domésticos  
Assistenti ed utenti  
Opiekunowie



Re-issue and stores

Reedición y tiendas  
Re-edição e lojas  
Ortopédie  
Sklepy



Professional and technical users

Usuarios profesionales y técnicos  
Utilizadores profissionais e técnicos  
Terapisti e Tecnici  
Profesjonalisci

### Product Labels

- Each Jenx product has a number of pictorial safety labels attached, please refer to the explanations below.
- Cada producto de Jenx tiene etiquetas con iconos de seguridad, cuyo significado se explica a continuación.
- Cada produto Jenx tem um número de etiquetas de segurança pictórica em anexo, referem-se às explicações abaixo.
- Il numero di serie è riportato sull'etichetta CE (vedere figura), presente sul prodotto. Indicare sempre questo codice qualora sia necessario contattare Jenx per assistenza.
- Każdy wyrób firmy Jenx oznaczony jest szeregiem etykiet bezpieczeństwa w formie piktoqramów. Ich opisy zamieszczono poniżej.



- Attention / Warning
- Regulaciones
- Atenção/ Aviso
- Attenzione/Avvertenza
- Uwaga!



- Please read Instruction for Use
- Por favor lea las intruciones
- Leia as instruções
- Leggere le istruzioni
- Prosimy, przeczytaj instrukcje




- Only for indoor use
- Solo para uso en interiores
- Apenas para utilizar em exteriores
- Solo per utilizzo al chiuso
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

- Always fasten and adjust positioning straps and belts to suit the child. Adjust to suit changes in clothing. Allow one fingers width between the belt and the child.
- Presione y ajuste siempre las correas posicionadoras y los cinturones para que el producto se adapte al niño. Ajuste siempre teniendo en cuenta los cambios de ropa. Deje siempre el espacio de un dedo de ancho entre el cinturón y el niño.
- Aperte e ajuste faixas e cintos de posicionamento para se adequar à criança. Ajuste de acordo com a mudança de roupa. Permitem largura de um dedo entre a correia e a criança.
- Allacciare le cinture e le cinghie di posizionamento e regolarle in base alle esigenze del bambino e in base agli indumenti indossati dal bambino. Verificare di riuscire a inserire un dito tra la cintura ed il bambino.
- Upewnij sie, ze wszystkie pasy sa w użyciu



- Do not leave child unattended
- No deje el niño sin vigilancia
- NÃO UTILIZARE como dispositivo de mobilidade.
- Nunca utilize o produto em solo irregular ou superfícies desniveladas.
- Nie pozostawiaj dziecka bez opieki








- DO NOT USE as a mobility device Never use product on rough ground or uneven surface.
- NO USAR ESTO PRODUCTO como un dispositivo de movilidad no usar esto producto o sobre superficies irregulares.
- NÃO UTILIZE como dispositivo de mobilidade. Nunca utilize o produto em solo irregular ou superfícies desniveladas.
- NON UTILIZZARE come dispositivo di mobilità. Non usare il prodotto su terreni irregolari o dissestati.
- NIE UŻYWAJ WYROBU, jako urządzenia transportowego. Nigdy nie korzystaj z wyrobu na nie równej, lub pochyłej nawierzchni.
- User Weight Limit (changes per model and size)
- Peso limite del usuario (cambia por modelo y dimensiones)
- Limite peso de cliente (altera por modelo e tamanho)
- Portata massima (dipende dal modello e dalla misura)
- Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika (zależna od wyrobu i jego rozmiaru)
- Conforms to CE Marking Regulations Medical Devices Regulation (MDR) (EU) 2017/745.
- Cumples con las regulaciones de la marca de la CE Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR) (UE) 2017/745.
- Está em conformidade com a Marcação CE Regulamentos Dispositivo Médico Regulamento (MDR) (UE) 2017/745.
- Marchio CE di conformità al Regolamento relativo ai Dispositivi medici (UE) 2017/745.
- Produkt zgodny z przepisami dotyczącymi oznakowania CE i rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych 2017/745/UE.
- Conforms to UKCA Marking Regulations.
- Se ajusta a las regulaciones de la marca de las Evaluaciones de Conformidad del Reino Unido (UKCA).
- Está em conformidade com os Regulamentos de Marcação UKCA.
- Marchio di conformità al Regolamento UKCA.
- Produkt zgodny z przepisami dotyczącymi oznakowania UKCA.

Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom  
Tel: +44 (0) 114 285 3376  
Email: export@jenx.com  
[www.jenx.com](http://www.jenx.com)

**JENX**®   
Positioning for life











# Corner Seat Parts

partes  
peças  
parti  
strony

<p>Base Assembly Qty: 1</p> 	<p>Upper Backpad Qty: 1</p> 
<p>Heighter Adjuster Qty: 1</p> 	<p>Lap Strap Qty: 1</p> 
<p>Chest Strap Qty: 1</p> 	


# Specification

Especificaciones  
 Dati tecnici  
 Especificações  
 Technické údaje

	NR45 	NR46 	NR47 
	6 months - 2 years	1 year - 6 years	4 years - 10 years
	Max: 25Kg	Max: 35Kg	Max: 50Kg
	350mm	370mm	465mm
	330mm	390mm	495mm
	165mm	235mm	235mm
	Min: 315mm Max: 425mm	Min: 440mm Max: 620mm	Min: 500mm Max: 680mm
	500mm x 500mm	540mm x 565mm	600mm x 655mm



# Minimum Safe Configuration

Configuración de seguridad mínima  
Configurazione base sicura  
Configuração de esegurança básica  
Bezpieczne konfigurasjon






# Height Adjuster

ajuste de altura  
Ajustador altura  
altezza regolatore  
Regulacja wysokości




# Initial Assembly

Asambla  
montagem  
Assemblea  
montaż



S061 x 2  
(M6 20)



S090 x 2  
(M6 25)






W033 x 2  
(M6 Ø 25)






W044 x 2  
(Ø6.4 Ø30)

# Upper Back Pad Adjustment

de soporte superior  
suporte superior  
Altezza del cuscinetto toracico  
górný wspornik







-   
S090 x 2  
(M6 25)
-   
W033 x 2  
(M6 Ø 25)
-   
W044 x 2  
(Ø6.4 Ø30)







# Chest and Lap Strap

correa de pecho y vuelta  
cinta peitoral e colo  
Regolazioni e relativo utilizzo  
Pas piersiowy i biodrowy



# Abduction Block

almohadilla de secuestro  
pad rapto  
pad rapimento  
pad uprowadzenie



# Notes

notas  
notatki

---

Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom  
Tel: +44 (0) 114 285 3376  
Email: [export@jenx.com](mailto:export@jenx.com)  
[www.jenx.com](http://www.jenx.com)



---

Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom  
Tel: +44 (0) 114 285 3376  
Email: [export@jenx.com](mailto:export@jenx.com)  
[www.jenx.com](http://www.jenx.com)

